



## Pack de 4 Mannequins ULTRALITE

(Pack de 4 Mannequins Adulte ULTRALITE PRESTAN : PP-ULM-400-MS)

Le pack de 4 mannequins adulte de formation ULTRALITE PRESTAN est l'aboutissement de plusieurs années de recherche afin de répondre à trois critères : concevoir un pack de mannequins réalistes avec un encombrement minime et une grande durabilité.

Les mannequins ULTRALITE PRESTAN sont composés d'une tête à assembler, d'un torse et d'un piston de compression. Le montage des mannequins est rapide et intuitif. Des poumons et protecteurs faciaux peuvent être appliqués pour la pratique des insufflations.

Compact et robuste, le pack ULTRALITE PRESTAN est idéal pour former le maximum de stagiaires à la pratique du massage cardiaque. Les formateurs apprécieront également la légèreté de ce pack (5,8 kg) lors de leur déplacement.

» Le pack de 4 mannequins ULTRALITE PRESTAN est GARANTIE 3 ANS

## Pack de 4 Mannequins ULTRALITE

(Pack de 4 Mannequins Adulte ULTRALITE PRESTAN : PP-ULM-400-MS)



### Caractéristiques Pack ULTRALITE PRESTAN

- Rapide et facile de mise en place
- Compact : tête et torse empilables
- Léger : 5,8 kg
- Ouverture du torse facile
- Peau en élastomère réaliste
- Ne contient pas de VINYL ni LATEX
- Repères anatomiques réalistes (processus xiphoïde)
- Mannequin facile d'entretien (lingettes Wip-Anios)
- Bascule de tête réaliste
- Soulèvement visible de la poitrine (insufflations)
- Compatible avec électrodes de formation (DAE)
- Peau sans résidu de colle des électrodes
- Compressions réalistes
- Piston testé à 1 demi million de compressions
- Mannequins garantie 3 ans

### Le Pack ULTRALITE PRESTAN contient :

- 4 torsos adultes
- 4 têtes adultes
- 4 pistons de compression
- Sacoche pour les pistons
- 50 poumons / voies respiratoires
- Sac de transport en nylon
- Fiche d'instructions en français

### Consommables ULTRALITE PRESTAN

- PP-ULB-50 : lot de 50 poumons / voies respiratoires
- PP-UFS-50 : lot de 50 protecteurs faciaux

